



# AUSPACKEN UND EINSCHALTEN

Mit dieser Anleitung wird der Cellit schnell und sicher ausgepackt.

**1** Die Paketbänder aufschneiden und die Box mit dem Zubehör abnehmen und zur Seite legen. Sie enthält auch Zubehör für Schritt 4.

## Das Zubehör

- Atemschlauch
- 90-Grad-Verbindungsstück
- 3 Atemmasken
- Silikongurt für die Atemmaske
- SpO<sub>2</sub>-Fingerclip-Sensor
- Touchpen und Halter
- Ovale Abdeckplatte
- Sechskantschlüssel
- Stromkabel



**2** Das Cellit-Paket nur hochkant öffnen. Die weißen Plastikverriegelungen nach links aufdrehen und herausnehmen.

**3** Die vordere Paketklappe wie eine Tür öffnen und den Cellit herausziehen. Dann die Polsterung und die Schutzfolie entfernen.

**4** Die 8 Schrauben von der Transportsicherung (4 gut sichtbar, 4 etwas versteckt) mit dem Sechskantschlüssel aus der Zubehörbox aufdrehen. Die Transportsicherung herausnehmen und die mitgelieferte Verblendung anschrauben.

**5** Das Stromkabel einstecken und Cellit einschalten.

**Wichtig:**  
Für den Versand des Cellits die Verpackung mit Transportsicherung und Schrauben aufbewahren.

