

TECHNISCHE DATEN IM ÜBERBLICK

BETRIEB


Hypoxie	10 – 16 % Sauerstoffkonzentration (Cellit Expert 9 – 16 %)
Angereicherte Normoxie	25 % Sauerstoffkonzentration
Hyperoxie	36 % Sauerstoffkonzentration
Behandlungsdauer	max. 90 Minuten
Überwachungswerte	Puls, SpO ₂ , O ₂
SpO ₂ -Messbereich	1 – 100 %
Herzfrequenz-Messbereich	25 – 240 Schläge pro Minute
Safety-Cut-Off-Grenze	79 % (Cellit Expert 74 %)
Alarmanzeige und Signale	akustisch
Lautstärke im Betrieb	max. 45 dB

ABMESSUNGEN

Gewicht	ca. 40 kg
Abmessungen	B 350 x T 735 x H 350 mm
Bildschirm	farbiger Touchscreen mit Diagonale 7" / 17,8 cm, Auflösung 600 x 800 Pixel

ENERGIEVERSORGNUNG

Netzspannung	230 V, 50 Hz (Standard) / 115 V, 60 Hz
Geräteschutz	Geräteschutzklasse / Schutzgrad IP30
Sicherungen	T6.3AL250V
Ein-/Aus-Schalter	innerhalb des Bedienfelds



HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
Wir beraten Sie gerne!

Active4Health GmbH Meitnerstraße 4, D-48432 Rheine
Telefon: +49 170 5050085, info@active4health.de, www.active4health.de